

# Newcryl<sup>®</sup>



DIENTES de RESINA ACRÍLICA  
ACRYLIC RESIN TEETH  
DENTES de RESINA ACRÍLICA


FLUORESCENCIA NATURAL  
NATURAL FLUORESCENCE  
FLUORESCÊNCIA NATURAL

Carta de moldes  
Mould chart  
Carta molde



ANTERIORES SUPERIORES  
UPPER ANTERIORS  
ANTERIOR SUPERIOR

Ancho de los 6 anteriores en línea.  
Width of 6 anteriors on a straight line  
Largura dos 6 anteriores em linha



Ancho del central.  
Width of central  
Largura do central



Largo del central sin cuello.  
Length of central without collar  
Comprimento do central sem colo



A25

- 45.60
- 8.50
- 9.50



A26

- 47.10
- 8.90
- 9.70



2D

- 43.00
- 7.60
- 9.50



3D

- 42.70
- 8.00
- 9.20



2N

- 42.50
- 7.60
- 10.20



3N

- 44.60
- 8.00
- 10.00



3M

- 39.50
- 7.10
- 9.00



3P

- 48.60
- 8.70
- 10.70



263

- 41.80
- 7.60
- 10.10



264

- 44.60
- 8.10
- 10.60




266

- 50.00
- 9.10
- 12.00

ANTERIORES INFERIORES  
LOWER ANTERIORS  
ANTERIOR INFERIOR

Ancho de los 6 anteriores en línea.  
Width of 6 anteriors on a straight line  
Largura dos 6 anteriores em linha



Ancho del central.  
Width of central  
Largura do central

Largo del central sin cuello.  
Length of central without collar  
Comprimento do central sem colo



2D

- 31.70
- 5.00
- 9.30



3D

- 32.80
- 4.90
- 8.60



2E

- 35.10
- 5.40
- 9.50



2N

- 32.60
- 5.00
- 9.00



3N

- 33.90
- 5.00
- 9.50

# Newcryl<sup>®</sup>

DIENTES DE RESINA ACRÍLICA  
ACRYLIC RESIN TEETH  
DENTES DE RESINA ACRÍLICA


Fluorescencia Natural    Cross-linked  
Natural Fluorescence  
Fluorescência Natural

## POSTERIORES SUPERIORES

### UPPER POSTERIOR

#### POSTERIOR SUPERIOR

Ancho de los 4 posteriores en línea.  
Width of 4 posteriors on a straight line  
Largura dos 4 posterior em linha



Ancho del primer molar.  
Width of the first molar  
Largura do primer molar




## POSTERIORES INFERIORES

### LOWER POSTERIOR

#### POSTERIOR INFERIOR

Ancho de los 4 posteriores en línea.  
Width of 4 posteriors on a straight line  
Largura dos 4 posterior em linha



Ancho del primer molar.  
Width of the first molar  
Largura do primer molar



3M

- 31.40
- 4.80
- 8.20



3P

- 38.00
- 6.00
- 10.00



26

- 37.50
- 5.50
- 11.50



46

- 36.20
- 5.50
- 8.70



30L

- 29.80
- 8.10



30M

- 29.10
- 7.70



32L

- 31.80
- 7.80



32M

- 31.40
- 7.70



34L

- 33.50
- 8.50

- 35.60
- 8.80

# Articulación/Articulation/articulação

Anteriores superiores Upper anteriors Anterior superior	Anteriores inferiores Lower anteriors Anterior inferior	Posteriores superiores e inferiores - 33° Upper - lower posteriors - 33° Posterior superior e inferior - 33°
A26	46	32M
A25	2E	30M - 32M
2N	2N	30L
264	2E	32M - 32L
3D	3D	30M - 32M
263	2N	30M - 30L
3P	3P	32M - 32L
3N	3N	30M - 30L
266	26	34L
2D	2D	30M - 30L
3M	3M	30M

## Colores Vita®\*/Vita®\* Shades/Cores Vita®\*

A0-A1-A2-A3-A3.5-A4-B2-B3-B4-C1-C2-C3-D3

\* Vita es una marca registrada de Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.

## Ejemplos/Examples/Exemplo - (mm)

### Molde 2N Mould 2N


- Ancho de los 6 anteriores en línea.  
Width of 6 anteriors on a straight line  
Largura dos 6 anteriores em linha
- Ancho del central.  
Width of central  
Largura do central
- Largo del central sin cuello.  
Length of central without collar  
Comprimento do central sem colo

42,50

7,60

10,20

Anteriores superiores  
Upper anteriors  
Anterior superior



Anteriores inferiores  
Lower anteriors  
Anterior inferior

32,60

5,00

9,00


### Molde 30M Mould 30M

- Ancho de los 4 posteriores superiores o inferiores en línea.  
Width of 4 upper or lower posteriors on a straight line  
Largura dos 4 posterior superior o inferior em linha
- Ancho del primer molar superior o inferior izquierdo.  
Width of the upper first molar or lower left molar  
Largura do primer molar superior ou inferior esquerda

29,10

7,70

Posteriores superiores  
Upper posteriors  
Posterior superior



Posteriores inferiores  
Lower posteriors  
Posterior inferior

31,80

8,70

Síguenos / Follow us:



ISO  
22112



SC 358-1



017-1



Fabricado por/Manufactured by:

### Colombia:

Cr. 53 No.50-09 Guarne, Antioquia, Colombia  
PBX: (++57-4) 550 00 00 - 403 87 60  
FAX: (++57-4) 551 31 34

Distribuido por:

### México:

New Stetic de México SA de CV  
Horacio 124 Ofic. 403 Polanco V Sección  
CP 11560 CDMX  
Tels: (55)52545397 (55)52545398 Fax: (55)52544940.  
infomexico@newstetic.com.mx

newstetic